

# INTIMINA™

## Laselle™ Weighted Exercisers

---

MANUAL DE USUARIO





## Ejercitadores con pesos de Laselle™

---

Gracias por elegir Intimina. Antes de utilizar tus Ejercitadores con pesos de Kegel Laselle™, por favor, dedica un momento a revisar este manual de instrucciones. Si deseas obtener información más detallada, visita [www.intimina.com](http://www.intimina.com)

Los Ejercitadores de Kegel Laselle™ están disponibles en tres pesos diferentes que pueden utilizarse individualmente o combinados entre sí, para ayudarte a fortalecer tu suelo pélvico con mayor eficacia. Nuestros ejercitadores están fabricados en silicona apta para el contacto con el cuerpo y sin ftalato, y constituyen un dispositivo estático que te ayuda a localizar tus músculos del suelo pélvico al contraer dichos músculos alrededor de la(s) esfera(s).

## Los primeros pasos

---

Crear una rutina a tu medida para fortalecer el suelo pélvico es fácil. Elige un ejercitador o una combinación de ejercitadores con un peso adecuado para ti.

Por favor visita [www.intimina.com](http://www.intimina.com) para descargarte la Guía de ejercicios de Kegel Laselle™: una completa guía sobre cómo hacer tus ejercicios paso a paso, cómo personalizar tu entrenamiento, progresar a pesos mayores y cómo encontrar el ritmo de entrenamiento más adecuado para ti.




## Cómo insertar y colocar

---



Manteniendo el cordón de extracción fuera del cuerpo, introduce el(los) ejercitador(es) en la vagina empujando suavemente pero con firmeza, aplicando, si lo deseas, unas gotas de lubricante.



El(los) ejercitador(es) debe(n) colocarse unos 2 cm dentro de la vagina.

## Cómo usarlos

---

- 1 Contrae los músculos vaginales alrededor de la(s) esfera(s)
- 2 Desplázala(s) hacia arriba y mantenla(s) en esa posición de 2 a 10 segundos
- 3 Relaja los músculos para que la(s) esfera(s) vuelva(n) a su posición inicial y repite

Para extraer tu(s) ejercitador(es) de Kegel Laselle™, relaja los músculos de la vagina, sujeta el cordón de extracción y tira de él despacio pero con firmeza. Si el ejercitador no sale con facilidad, prueba a sentarte o tumbarte, relaja el cuerpo y repite las instrucciones de extracción.

El uso diario de los Ejercitadores con pesos Laselle™ no debería exceder los 60 minutos. Si experimentases cualquier incomodidad, retira los ejercitadores inmediatamente. Si la incomodidad persiste, consulta con tu médico.

Por favor visita [www.intimina.com](http://www.intimina.com) para descargar la Guía de ejercicios de Kegel Laselle™.

## Cómo enlazar varios ejercitadores

---

Para diseñar una rutina de ejercicios a medida, puedes combinar los ejercitadores de Kegel Laselle™ entre sí para aumentar la resistencia y el área a ejercitar.

- 1 Pasa el cordón de extracción de la esfera principal a través del anillo exterior de la otra esfera
- 2 Pasa la esfera principal a través del lazo resultante
- 3 Tira firmemente para que ambas esferas queden enlazadas de manera segura



## Limpieza, almacenamiento y seguridad

---

Tu grado de satisfacción con Intimina y la vida útil de tu(s) ejercitador(es) aumentarán notablemente con un cuidado y mantenimiento adecuados del producto.

Limpia siempre tus ejercitadores de Kegel antes y después de cada uso. Puedes limpiarlos con jabón bactericida y un paño que no deje pelusas o bien usar productos específicamente fabricados para este fin, como nuestro Limpiador de accesorios íntimos. Nunca utilices limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona, ya que pueden alterar el equilibrio natural de tu cuerpo y dañar la silicona del ejercitador.

Intimina recomienda utilizar lubricantes con base de agua como nuestro Hidratante femenino. Evita utilizar un lubricante con base de silicona, ya que podría provocar que la silicona estuviera siempre pegajosa.

Para un almacenamiento higiénico, guarda tus ejercitadores en la bolsita antibacteriana incluida.

- No intentes abrir las esferas, ya que vienen selladas para tu seguridad
- No limpies tu ejercitador con materiales ásperos o abrasivos
- No lo guardes donde quede expuesto a luz solar directa
- No lo expongas a altas temperaturas ni lo hiervas
- Consulta a tu médico antes de usarlo si llevas algún dispositivo implantado o has tenido alguna intervención quirúrgica en tus zonas íntimas
- No lo compartas para evitar la propagación de infecciones
- Deja de usarlo si sientes alguna molestia
- Mantenlo fuera del alcance de los niños
- No lo uses si está dañado de alguna manera. En caso de duda, ponte en contacto con [customercare@intimina.com](mailto:customercare@intimina.com)

**IMPORTANTE:** Si estás embarazada o has dado a luz en los últimos 12 meses, debes consultar con tu médico antes de comenzar a realizar de nuevo tu rutina de ejercicios Kegel.

Si tienes alguna duda al respecto o deseas más información sobre los productos Intimina, por favor, visita [www.intimina.com](http://www.intimina.com) o envíanos un correo a la dirección [customercare@intimina.com](mailto:customercare@intimina.com)

Si tienes algún problema importante relacionado con el dispositivo, informa al fabricante y a la autoridad competente que proceda.

**Exención de responsabilidades:** Los usuarios de este producto Intimina lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Tanto Intimina como sus distribuidores eluden todo tipo de responsabilidad ante los daños o perjuicios que pudieran resultar del uso de este producto. Intimina se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar los cambios oportunos sin que exista la obligación de notificar a nadie dichas revisiones o modificaciones.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

© 2020 LELoi AB. Todos los derechos reservados.

Fabricante: Suzhou Armocon Technology Co.Ltd. 3-5 / F 77 SuHong Middle Road, SIP,  
215027 Jiangsu, China

Pone en el mercado: LELoi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia Pais  
de origen: China

[www.intimina.com](http://www.intimina.com)